



INTERIMS-PASSTEILE FÜR OBERSCHENKELPROTHESEN

We innovate
to mobilize



INTERIMSPAKET "NEW GENERATION"

- Mobilität: 0 - 1
- Kniepassteil: New Generation Knie
- Konstruktion: Monozentrisches Kniegelenk
- Standphasensicherung: Feststellung
- Schwungphasensteuerung: Nicht vorhanden
- Proximale Adaption: Justierkern
- Distale Adaption: 30 mm Rohrklemme
- Besonderheit: Die proximale Adaption ermöglicht eine Rotation von +/- 5°
- Fußpassteil: Energy Fuß
- Konstruktion: Gelenkloser Prothesenfuß mit zweigeteilter Vorfußfeder
- Keel: Carbon
- Fersenauftritt: Fest
- Vorfuß: Geringe Energierückgabe
- Adaption: Justierkernanschluss
- Kosmetik: Mit separater Großzehe
- Besonderheiten:
 - Anpassung an den Untergrund in Pro- und Supinationsbewegung
 - Durch Entfernen des Spacers kann die Aufbauhöhe um ca. 25 mm reduziert werden
- Aufbauhöhe des Gesamtsystems: 265 - 595 mm
- Max. Körpergewicht: 100 kg
- Lieferumfang: 1 x New Generation Knie, 1 x Energy Fuß, 1 x Rohradapter Aluminium, 1 x Schaftadapter mit Justierkern Titan
- Miete: **890,00 €**
- Leihdauer: **6 Monate**
- Artikelnummer: **212B09=5**

Zur Bestellung des New Generation-Pakets geben Sie bitte folgende Informationen an:

- Fußlänge
- Seite (links / rechts)
- Patientengewicht
- Keelstärke

Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge max. Körpergewicht	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
< 60 kg	1	1	1	1	1	1	-	-	-
61 - 80 kg	2	2	2	2	2	2	2	-	-
81 - 100 kg	-	3	3	3	3	3	3	3	-
101 - 125 kg	-	-	-	4	4	4	4	4	4



INTERIMSPAKET "GENOX F" ODER "GENEX F"

Mobilität:	1 - 2
Kniepassteil:	Genox F oder Genex F
Konstruktion:	Polyzentrisches Kniegelenk
Standphasensicherung:	Feststellung
Schwunghasensteuerung:	Federvorbringer und Friktionsjustierung
Proximale Adaptionen:	Justierkern oder Lotusadaption
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Die proximale Adaption ermöglicht eine unbegrenzte Rotation, $\pm 2,5$ mm Verschiebung und 3° Kippung • Deaktivierbare Feststellung
Fußpassteil:	Energy Fuß
Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß mit zweigeteilter Vorfußfeder
Keel:	Carbon
Fersenauftritt:	Fest
Vorfuß:	Geringe Energierückgabe
Adaption:	Justierkernanschluss
Kosmetik:	Mit separater Großzehe
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung an den Untergrund in Pro- und Supinationsbewegung • Durch Entfernen des Spacers kann die Aufbauhöhe um ca. 25 mm reduziert werden
Aufbauhöhe des Gesamtsystems:	325 - 645 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Lieferumfang:	1 x Genox F Knie + Schaftadapter mit Justierkernaufnahme Titan oder 1 x Genex F Knie, 1 x Energy Fuß, 1 x Rohradapter Titan
Miete:	1.200,00 €
Leihdauer:	6 Monate
Artikelnummer:	212B09=3 "Genox F" 212B09=4 "Genex F"

Zur Bestellung des Genox F oder Genex F-Pakets geben Sie bitte folgende Informationen an:

- Fußlänge
- Seite (links / rechts)
- Patientengewicht
- Keelstärke

Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge max. Körpergewicht	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
< 60 kg	1	1	1	1	1	1	-	-	-
61 - 80 kg	2	2	2	2	2	2	2	-	-
81 - 100 kg	-	3	3	3	3	3	3	3	-
101 - 125 kg	-	-	-	4	4	4	4	4	4

MIETMODELL

Das von Ihnen ausgewählte Interimpaket können Sie für sechs Monate zum angegebenen Preis mieten. Der Mietpreis wird ab Auslieferung in Rechnung gestellt. Sollte die Interimsversorgung frühzeitig abgebrochen werden, erfolgt keine Erstattung über den restlichen Mietzeitraum.

Ist der Kostenträger zum Ende des Leihzeitraums noch zu keiner Entscheidung über die Definitivversorgung gekommen, kann das Paket für bis zu zwei Monate weiterverwendet werden. In der Verlängerung fällt pro Woche eine Miete von 100,00 € an.

Über den gesamten Mietzeitraum verbleibt das Interimpaket im Eigentum der Ortho-Reha Neuhof GmbH.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwendung des Interimpaketes

Die Passteile sind nur für eine Interimsversorgung ausgelegt. Eine weiterführende Versorgung darüber hinaus ist nicht vorgesehen.

Beantragung der Definitivversorgung

Die Definitivversorgung muss, um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, frühzeitig beantragt werden. Deshalb sollte vier Monate nach Beginn der Interimsphase der Antrag der Definitivversorgung gestellt werden.

We innovate
to mobilize



Gundelfinger Straße 6
90451 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 64 339 - 10
Fax: +49 (0)911 64 922 - 53
E-Mail: info@ortho-reha-neuhof.de
www.ortho-reha-neuhof.de