

## BESTELLFORMULAR FÜR DYNAMIC WALK „CUSTOM MADE“

Firma: ..... Kundennummer: .....

Adresse: .....

Tel.: ..... Ansprechpartner f. Rückfragen: .....

Anonymisierte Patientenkenntung: .....

**Patienteninformationen:**

männlich     divers    Alter: .....    Aktivitätslevel:  
 weiblich    Gewicht: .....     niedrig     mittel     hoch

1. **Auswahl der Seite:**     Links     Rechts

2. **Auswahl des Modells:**     Dynamic Walk „Standard“     Dynamic Walk „Single Side“, medial  
 Dynamic Walk „Single Side“, lateral     Dynamic Walk „Double-Double“


**3. Herstellung des Gipspositivs**

**Die Dynamic Walk ist keine Korrekturorthese. Der Gipsabdruck sollte im Knöchelbereich im 90°-Winkel und in der Frontalebene und Transversalebene nahezu neutral ausgerichtet werden, um eine gute Funktion zu erreichen. Sollte dies nicht möglich sein, müssen Sie die ORTHO-REHA Neuhof GmbH vor der Bestellung kontaktieren.**

- Senden Sie ein Gipspositiv
- Markieren Sie Druckpunkte und empfindliche Bereich und ob der Randverlauf der Orthese vom Standard abweichen soll/muss
- Bitte fertigen Sie einen glatten Gipsabdruck mit 4 Lagen Gips an, der Gipsabdruck muss 5 cm länger sein als die gewünschte Höhe der fertigen Orthese
- Ggf. den Gips verstärken
- Wenn Sie uns das Gipspositiv senden, stellen Sie sicher, dass der Bewehrungsstab den Vorderfuß erreicht und mehr als 10 cm vom proximalen Ende herausragt
- Wenn möglich, senden Sie uns eine Schuheinlage Ihres Patienten
- Füllen Sie das gesamte Bestellformular aus und senden Sie es zusammen mit dem Gipsdruck an uns
- Das Gipsmodell wird 6 Monaten nach der Herstellung entsorgt

**4. Bitte tragen Sie die folgenden Maße ein:**

- A: ..... mm (Höhe der Orthese)  
 B: ..... mm (Absatzhöhe)  
 C: ..... mm (Fußplattenlänge)  
 D: ..... mm (Fußplattenbreite am MTP-Gelenk)  
 E: ..... mm (Fußplattenbreite in der Mitte der Ferse)



5. **Umrisszeichnung:**    Fertigen Sie eine Umrisszeichnung der Einlegesohle aus dem Schuh Ihres Patienten an.

6. **Wählen Sie das Material:**

Fußplatte: <input type="radio"/> Standard Carbon <input type="radio"/> Extra verstärktes Carbon (erhöhte Steifigkeit der Fußplatte) <input type="radio"/> Flexible Fußplatte (empfiehlt sich bei aktiven Patienten)	Wadenband: <input type="radio"/> Standard Carbon <input type="radio"/> Extra verstärktes Carbon (erhöhte Steifigkeit des Wadenbandes)
--	---

**Hinweis:**  
**Im Lieferumfang der Orthese ist kein Polster enthalten.**

7. **Stärke der Peek-Stäbe:**     6 mm (Standard)     5 mm (Erwachsene, weniger Rückstellkraft)     4 mm (Kinder)

8. **Senden Sie das Bestellformular zusammen mit dem Gipspositiv und der Umrisszeichnung an unsere Adresse.**

Ortho-Reha Neuhof GmbH  
 Gundelfinger Straße 6  
 90451 Nürnberg