



OVERLAY TF

MODELL 1: LINER MIT PIN UND MIT LANYARD

SCHRITT 1




Liner mit Pin



Liner mit Lanyard

SCHRITT 2


Länge (L)
Ende des Liners bis Perineum



Größen:
L ist zwischen 20 cm und 24 cm = **S**
L ist zwischen 24 cm und 32 cm = **M**
L ist größer als 32 cm = **L**

SCHRITT 3

Umfang (U)
Höhe (H) = 8 cm vom distalen Ende



MODELL	LÄNGE (L)	UMFANG (U)	ARTIKELNUMMER
MODELL 1 Liner mit Pin oder Lanyard	S 20 - 24 cm	1 32 - 36 cm	211B27 = 1 Modell Länge(L) Umfang (U) S, M oder L 1, 2, ... oder 6
	M 24 - 32 cm	2 36 - 40 cm	
	L > 32 cm	3 40 - 45 cm	
		4 45 - 48 cm	
		5 48 - 52 cm	
		6 52 - 62 cm	


OVERLAY TF

MODELL 2: LINER MIT DICHTLIPPE

SCHRITT 1

Vakuumsystem

die Dichtlippe muss distal positioniert sein




SCHRITT 2

Länge (L)

Ende der Dichtlippe bis Perineum

Perineum



Größen:


L ist zwischen 20 cm und 24 cm = **S**

L ist größer als 24 cm = **M**

SCHRITT 3

Umfang (U)

Höhe (H) = 6 cm oberhalb der Dichtlippe



B027 Rev. 01 / 04.26

MODELL	LÄNGE (L)	UMFANG (U)	ARTIKELNUMMER
MODELL 2 Liner mit Dichtlippe	S 20 - 24 cm M > 24 cm	1 32 - 38 cm	211B27 = 2 Modell Länge(L) Umfang (U) S oder M 1, 2, ... oder 6
		2 38 - 42 cm	
		3 42 - 47 cm	
		4 47 - 50 cm	
		5 50 - 54 cm	
		6 54 - 62 cm	